

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用
研磨剤入り強力洗浄液

クリーン&ウエット Clean&Wet

使用できるレンズ

- 酸素透過性ハードコンタクトレンズ
(サンコンタクトレンズ製のレンズにはすべて使用できます)

使用できないレンズ

- 表面処理を施しているコンタクトレンズ(シードS-1、メニコンZ、メニコンセレスト、メニコンEX、メニフォーカルZなど)には使用できません。(不明な場合は処方を受けた眼科・クリニックまたはメーカーにお問い合わせください)
- ソフトコンタクトレンズには使用できません。

使用上の注意

- 絶対に点眼・服用しないでください。
- 取扱説明書をよく読んで、内容をよく理解して使用してください。
- 万一、眼に異常を感じた場合は使用を中止し、直ちに眼科医の検査を受けてください。
- 小児の手の届かないところに、直射日光を避けて常温で保存してください。
- 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

主成分：無機系微粒子、両性界面活性剤
容量：15mL

カスタムメイドの
サンコンタクトレンズ
www.sun-con.com/

本社 〒604-0983 京都市中京区麩屋町通夷川上ル475
TEL.075-221-6861

仙 台：TEL.022-236-0181 東 京：TEL.03-3865-3061 名 古 屋：TEL.052-962-5851
京 都：TEL.075-351-1241 大 阪：TEL.06-6315-8861 神 戸：TEL.078-371-6521
広 島：TEL.082-261-3901 福 岡：TEL.092-481-2761 宮 崎：TEL.0985-23-9281

お客様相談窓口 ☎ 0120-02-5565
受付 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)

TS.13.11.10.000

酸素透過性
ハードコンタクトレンズ用
研磨剤入り強力洗浄液

クリーン& ウエット

Clean & Wet

すぐれた洗浄力としっかりと効果で、
レンズ装用を快適に



サンコンタクトレンズ
www.sun-con.com/

汚れすっきりレンズしっとり
クリーン&ウエット Clean & Wet

レンズの汚れを すっきり取り、しっとりさせて しかもレンズを傷つけません。




サンコンタクトレンズのクリーン&ウエットは、ハードコンタクトレンズ用の研磨剤入り強力洗浄液です。
 洗浄保存液では完全に落とすきれない汚れ・くもりを「研磨剤のパワー」できれいに除去します。
 さらにウエット効果で、レンズの表面をしっとりさせ、装用を快適にします。

**クリーン
効果**

クリーン&ウエットを皆様に使っていただきました

「よくなった」+「ややよくなった」あわせると
94%以上の方が
 「汚れがよく取れ、くもりがない」
 なのにしっとりしていると評価!

【クリーン&ウエット使用後アンケートデータ】





(当社資料)

**ウエット
効果**

レンズのウエット(しっとり)効果を比べてみました

レンズ表面に水滴をつけて見てみると…



クリーン&ウエットのウエット効果により、水滴がレンズ表面に広がり、しっとりしているのがわかります。

ウエット効果が増すと…

コンタクトレンズは樹脂でできているので、本来は水(涙)をはじいてしまいます。そのままでは装着感が悪く、レンズが乾き、汚れなどによるくもりの原因になることがあります。
 クリーン&ウエットで洗ったレンズは涙とのなじみがよくなるので、汚れやくもりでお困りの方におすすめです。