

ケア用品のご案内

〈ハードコンタクトレンズ用〉



酵素洗浄保存液
しっとりケアマイルド

120mL・360mL
洗浄・保存・タンパク除去と
しっとり効果が1本で可能



15mL

研磨剤入り強力洗浄液
クリーン&ウエット

15mL
頑固な汚れをすっきり
レンズはしっとり

〈ソフト・ハードコンタクトレンズ用〉



15mL

コンタクトレンズ装着薬
しっとりフィット

15mL
いつも快適やさしいベール
指定医薬部外品

あなたの大切な瞳と、安定した視力を維持するために

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。
必ず眼科医の処方に従って購入してください。

〈特にご注意くださいこと〉

- 装着時間を正しく守ってください。
- 取扱方法を守り正しく使用してください。
- 定期検査は眼科医の指示に従い必ず受けてください。
- 少しでも異常を感じたら直ちに眼科医の検査を受けてください。
- 添付文書や取扱説明書は必ず熟読し、内容をよく理解してください。



本 社：〒604-0983 京都市中京区麩屋町通夷川上る475
TEL (075) 221-6861

仙 台：TEL (022) 236-0181 東 京：TEL (03) 3865-3061
名古屋：TEL (052) 962-5851 京 都：TEL (075) 351-1241
大 阪：TEL (06) 6315-8861 神 戸：TEL (078) 371-6521
広 島：TEL (082) 261-3901 福 岡：TEL (092) 481-2761
宮 崎：TEL (0985) 23-9281

お客様相談窓口 ☎ 0120-02-5565
受付 9:00~17:00 (土・日・祝日は除く)
ホームページ <http://www.sun-con.com/>

T.14.02.1000

酸素透過性ハードコンタクトレンズ

サンコン
マイルドII

販売名：サンコンマイルドII 医療機器承認番号16300BZZ00986000

涙とよくなじむ植物性素材
瞳にやさしいハードコンタクトレンズです



涙とよくなじむ植物性素材 目にやさしいハードコンタクトレンズ

私たちの目を潤し、酸素を運ぶ涙。
コンタクトレンズは、角膜(クロメ)上の涙に浮かぶように
のっています。レンズの素材は涙となじみやすいものが
必要とされます。サンコンマイルドⅡは、生体親和性と
親水性にすぐれた植物性素材のレンズです。涙とよくな
じみ、角膜(クロメ)にやさしく、光学性にもすぐれて
いるため、くもりにくく安定した視力が得られるレンズです。

瞳に大切な酸素を透過 自然な装用感のレンズ

角膜(クロメ)は空気中の酸素が溶け込んだ涙の交換によ
って、新陳代謝をしています。
コンタクトレンズをうまく装用するには、角膜(クロメ)と
レンズ間の涙がスムーズに交換できることが大切です。
サンコンマイルドⅡは、涙液交換にすぐれたデザインと
濡れ性の良さ、終日装用に十分な酸素透過性があり、自然
な装用感が得られるハードコンタクトレンズです。

しっとり、深呼吸。

サンコン
マイルドⅡ

うるおいたっぷり。
その秘密は
涙と植物性素材の
やさしいハーモニー。

初めての方でも安心 慣れやすく、扱いやすいレンズ

サンコンマイルドⅡの素材は、角膜(クロメ)とよく似た
構造をしています。
そのため自然に近い状態で違和感の少ない装用感が得ら
れるので、初めての方でも慣れやすいレンズです。しかも、
汚れが付きにくいという特性を持っていますので、洗浄、
保存など取り扱いがしやすいレンズです。

丈夫で耐久性にすぐれ 長く使える経済的なレンズ

サンコンマイルドⅡの素材は、植物性なので、涙とよくな
じみ、角膜(クロメ)にしっとりフィットします。
さらに強度や耐久性にすぐれているので、長い間快適に
使用できる経済的なレンズです。

ひとくち
メモ

カスタムメイドのレンズが作れます

一人ひとりの顔が違うように、角膜(クロメ)の大きさや
形も違います。
目にレンズが合っていないければ、サンコンマイルドⅡの
すぐれた特性もいかせません。
一人ひとりの目に合わせて作るカスタムメイドレンズも
製作できます。

リフレッシュ(調整)ができます

使用しているうちにレンズが目にならなくなった場合、
眼科医にご相談ください。
サンコンマイルドⅡは削ったり、磨いたりして調整でき
るレンズです。すぐれた特性を損なうことなく長期に渡
り使用できるので、たいへん経済的です。